

Rabbit Anti-Human Cd300F/Irem-1 Monoclonal Antibody For Fc - Q8Tdql

품목 번호: CM0005706



소개

사용 준비가 된 접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD300F/IREM-1을 표적하며 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 골수세포의 억제 수용체 검출, 세포포식작용(efferocytosis) 연구 및 면역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Human CD300F/IREM-1 mAb
비고/별칭	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-like molecule 1
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	146722
GeneID	146722
면역원(Immunogen)	재조합 단백질: 인간 CD300F/IREM-1 (NP_620587.2)의 아미노산 20-156에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	Q8TDQ1
단백질 분자량	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
배송(Shipping)	아이스백