

Rabbit Anti-Human Cd300F/Irem-1 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q8Tdq1

품목 번호: CM0011478



소개

유세포 분석(Flow Cytometry)용으로 검증된 인간 CD300F/IREM-1 (CMRF35-like molecule 1)을 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체. 이 억제성 수용체는 골수세포 기능, 포식세포 작용(efferocytosis) 및 알레르기 반응을 조절합니다. 면역 세포 프로파일링 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD300F/IREM-1 mAb
비고/별칭	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-like molecule 1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	146722
GeneID	146722
면역원(Immunogen)	인간 CD300F/IREM-1 (NP_620587.2)의 아미노산 20-156에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	Q8TDQ1
단백질 분자량	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)