

유세포 분석용 토끼 항인간 Cd300F/Irem-1 단클론 항체 - Q8Tdql

품목 번호: CM0005934



소개

인간 CD300F/IREM-1을 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에서 검증되었습니다. 면역 조절 및 세포사 세포 탐식(efferocytosis)에 관여하는 골수세포의 억제성 수용체를 인식합니다. 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD300F/IREM-1 mAb
비고/별칭	CD300LF; CD300f; CLM-1; CLM1; IREM-1; IREM1; IgSF13; LMIR3; NKIR; CMRF35-유사 분자 1
종	인간
유전자 ID (인간)	146722
유전자 ID	146722
면역원	인간 CD300F/IREM-1 (NP_620587.2)의 아미노산 20-156에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q8TDQ1
단백질 분자량	18kDa/21kDa/26kDa/32kDa
배송	아이스백