

Rabbit Anti-Human Cd301/Clec10A Mab For Fc - Q8Iun9

품목 번호: CM0004391



소개

유세포 분석용 인간 CD301/CLEC10A를 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체. GalNAc로 끝나는 당쇄에 결합하는 APC의 C형 렉틴 수용체를 인식하며, 면역학 및 종양학 연구에 관련이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD301/CLEC10A mAb
비고/별칭	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
종(Species)	Human
GeneID (Human)	10462
GeneID	10462
면역원	재조합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	Human
SWISS	Q8IUN9
단백질 분자량	28kDa/32kDa/35kDa
배송	아이스 팩