

토끼 항인간 Cd301/Clec10A 단클론 항체 (유세포 분석용) - Q8Iun9

품목 번호: CM0010938



소개

인간 CD301/CLEC10A(CLEC10A)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에서 검증되었습니다. 수지상 세포의 C형 렉틴 수용체를 인식하며 인간에 특이적입니다. 면역학 및 종양학 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD301/CLEC10A mAb
비고/별칭	HML, MGL, HML2, CD301, CLECSF13, CLECSF14, CD301/CLEC10A
종	인간
유전자ID (인간)	10462
유전자ID	10462
면역원	인간 CD301/CLEC10A (NP_878910.1)의 아미노산 61-316번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q8IUN9
단백질 분자량	28kDa/32kDa/35kDa
배송 방식	아이스백