

Abflo 488 Rabbit Anti-Human Cd301/Clec10A Monoclonal Antibody For Fc - Q8Iun9

품목 번호: CM0004411



소개

유세포 분석용 인간 CD301/CLEC10A를 표적하는 ABflo 488 접합 토끼 단일클론 항체. GalNAc 인식, 면역 조절 및 골수세포의 항원 제시에 관여하는 C형 렉틴 수용체를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD301/CLEC10A mAb
비고/별칭	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14; CD301/CLEC10A
종	Human
유전자 ID (인간)	10462
면역원	인간 CD301/CLEC10A (NP_878910.1)의 아미노산 61-316에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	Human
SWISS	Q8IUN9
단백질 분자량	28kDa/32kDa/35kDa
배송	아이스 팩