

Rabbit Anti-Human Cd303/Bdca-2 단일클론항체 (Fc용) - Q8Wtt0

품목 번호: CM0007776



소개

로 접합된 인간 CD303/BDCA-2 (CLEC4C)에 대한 토끼 단일클론항체로, 유세포분석법에 대해 검증됨.

형질세포양 수지상세포 마커를 표적함. 면역학 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD303/BDCA-2 mAb
비고/별칭	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; C-type lectin domain family 4 member C
종	인간
GeneID (인간)	170482
GeneID	170482
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q8WTT0
단백질 분자량	21kDa/25kDa
배송	아이스백