

Rabbit Anti-Human Cd303/Bdca-2 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q8Wtt0

품목 번호: CM0012287



소개

유세포 분석용 접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD303/BDCA-2 (CLEC4C)를 타겟으로 합니다. 인간 CD303을 인식하며, 연구 및 진단 응용 분야에서 형질세포성 수지상세포 식별에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD303/BDCA-2 mAb
비고/별칭	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; C-type lectin domain family 4 member C
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	170482
면역원(Immunogen)	인간 CD303/BDCA-2 (NP_569708.1)의 아미노산 45-213에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q8WTT0
단백질 분자량	21kDa/25kDa
배송(Shipping)	아이스백