

Rabbit Anti-Human Cd303/Bdca-2 단일클론항체 (유세포분석용) - Q8Wtt0

품목 번호: CM0011860



소개

인간 CD303/BDCA-2 (CLEC4C)를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론항체입니다. 유세포분석에 검증되었으며, 형질세포양 수지상세포의 면역표현형 분석에 이상적입니다. SWISS: Q8WTT0.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD303/BDCA-2 mAb
비고/별칭	CLEC4C; BDCA2; CD303; CLECSF11; CLECSF7; DLEC; HECL; PRO34150; C-type lectin domain family 4 member C
종	인간
유전자 ID (인간)	170482
유전자 ID	170482
면역원	인간 CD303/BDCA-2 (NP_569708.1)의 아미노산 45-213 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
적용	FC
교차반응성	인간
SWISS	Q8WTT0
단백질 분자량	21kDa/25kDa
배송	아이스백