

Rabbit Anti-Human Cd303/Bdca-2 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q8Wtt0

품목 번호: CM0008854



소개

Human CD303/BDCA-2에 대한 단일클론 토끼 항체로,에 접합되었으며 유세포 분석에 대해 검증되었습니다.장상(plasmacytoid) 수지상 세포 및 항원 제시 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD303/BDCA-2 mAb
비고/별칭	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	170482
GeneID	170482
면역원(Immunogen)	제조용 단백질; 인간 CD303/BDCA-2 (NP_569708.1)의 아미노산 45-213에 해당하는 서열을 포함하는 제조용 용액 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	Q8WTT0
단백질 분자량	21kDa/25kDa
배송(Shipping)	아이스백