

유래 토끼 항인간 Cd305/Lair1 단클론항체, 유세포분석용 - Q6Gtx8

품목 번호: CM0006117



소개

유세포분석(FC)에 사용되는 표지 토끼 항인간 CD305/LAIR1 단클론항체입니다. NK세포, T세포, B세포, 단핵구, 수지상세포에 발현되는 인간 LAIR1에 특이적으로 반응하며, 면역세포 수용체 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD305/LAIR1 단클론항체
비고/별칭	LAIR1; CD305; LAIR-1; 백혈구 연관 면역글로불린 유사 수용체 1
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	3903
면역원	인간 CD305/LAIR1 (NP_002278.2)의 아미노산 22-163번 서열을 포함하는 재조합 융합단백질
기원	토끼
카테고리	단클론항체
적용 분야	유세포분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	Q6GTX8
단백질 분자량	23kDa/29kDa/31kDa
배송 조건	아이스 팩