

토끼 항인간 Cd305/Lair1 Mab - Q6Gtx8

품목 번호: CM0012268



소개

인간 CD305/LAIR1에 대한 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에서 검증되었습니다. NK 세포, T 세포 및 B 세포의 억제 수용체를 검출하여 면역학 및 면역종양학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD305/LAIR1 mAb
비고/별칭	LAIR1; CD305; LAIR-1; 백혈구 연관 면역글로불린 유사 수용체 1
종	인간
유전자 ID	3903
면역원	인간 CD305/LAIR1(NP_002278.2)의 아미노산 22-163에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q6GTX8
단백질 분자량	23kDa/29kDa/31kDa
배송	아이스 팩