

Rabbit Anti-Human Cd305/Lair1 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q6Gtx8

품목 번호: CM0004480



소개

접합 토끼 단일클론 항체(인간 CD305/LAIR1 표적), 유세포 분석(FC)용으로 검증됨. NK 세포, T 세포 및 B 세포의 억제성 수용체를 인식하며, 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD305/LAIR1 mAb
비고/별칭	LAIR1; CD305; LAIR-1; 백혈구 관련 면역글로불린 유사 수용체 1
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID	3903 (Human)
면역원	인간 CD305/LAIR1 (NP_002278.2)의 아미노산 22-163에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	Q6GTX8
단백질 분자량	23kDa/29kDa/31kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)