

토끼 항-인간 Cd307A/Fcrl1 단일클론 항체(Fc용) - Q96La6

품목 번호: CM0010267

소개

인간 CD307a/FCRL1(Fc 수용체 유사 단백질 1)을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 샘플의 유세포 분석에 대해 검증되었으며, B세포 하위집단 분석 및 면역표현형 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD307a/FCRL1 mAb
비고/별칭	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
종	인간
유전자 ID(인간)	115350
유전자 ID	115350
면역원	재조합 단백질, 인간 CD307a/FCRL1의 아미노산 17-303에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_443170.1)
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q96LA6
단백질 분자량	47kDa/40kDa/22kDa
배송	아이스팩