

인간 Cd307A/Fcrl1에 대한 토끼 단클론 항체, 유세포분석용 - Q96La6

품목 번호: CM0005122

소개

인간 CD307a/FCRL1(FCRH1, IRTA5, CD307a)을 표적으로 하는 가 접합된 토끼 단클론 항체입니다. 유세포분석에 대해 검증되었습니다. B세포 활성화 및 신호 전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	토끼 항-인간 CD307a/FCRL1 mAb
비고/별칭	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
종	인간
유전자 ID (인간)	115350
유전자 ID	115350
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q96LA6
단백질 분자량	47kDa/40kDa/22kDa
배송 방식	아이스팩