

유세포 분석용 토끼 항-인간 Cd307A/Fcrl1 단일클론 항체 - Q96La6

품목 번호: CM0004265

소개

유세포 분석(Flow Cytometry) 검증을 완료한 인간 CD307a/FCRL1 표적 접합 토끼 단일클론 항체입니다. B세포 수용체 신호 전달 연구, 면역 표현형 분석 및 B세포 연구 응용 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD307a/FCRL1 mAb
비고/별칭	FCRH1; IFGP1; IRTA5; CD307a
종	인간
유전자 ID (인간)	115350
유전자 ID	115350
면역원	재조합 단백질: 인간 CD307a/FCRL1의 17-303 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_443170.1).
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q96LA6
단백질 크기	47kDa/40kDa/22kDa
배송	아이스팩