

Rabbit Anti-Human Cd307B(Fcrl2) 단일클론항체 (Fc용) - Q96La5

품목 번호: CM0004347

소개

유세포 분석용 인간 CD307b(FCRL2)를 표적으로 하는
접합 토끼 단일클론항체입니다. 인간 샘플에서 검증됨.
CD307b는 B 세포 발달을 조절할 수 있으며 기억 B
세포에서 우선적으로 발현됩니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	Rabbit anti-Human CD307b mAb
비고/별칭	FCRH2, IFGP4, IRTA4, SPAP1, CD307b, SPAP1A, SPAP1B, SPAP1C
종	인간
유전자 ID	79368
면역원	제조항 단백질 (인간 CD307b(NP_110391.2)의 아미노산 20-395에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 퓨전 단백질)
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q96LA5
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백