

Rabbit Anti-Human Cd307B Monoclonal Antibody For Fc - Q96La5

품목 번호: CM0005869

소개

접합 토끼 단일클론 항체(인간 CD307b (FCRL2/IRTA4) 표적). 유세포 분석(Flow cytometry)에 대해 검증되었으며, B 세포 발달 및 기억 B 세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	Rabbit anti-Human CD307b mAb
비고/별칭	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	79368
GeneID	79368
면역원(Immunogen)	제조합 단백질 인간 CD307b (NP_110391.2)의 아미노산 20-395에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	Q96LA5
단백질 분자량	56kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)