

유세포 분석용 결합 Rabbit Anti-Human Cd307B 단일클론항체 - Q96La5

품목 번호: CM0005863

소개

유세포 분석용 인간 CD307b(FCRL2)를 표적하는
고품질 접합 토끼 단일클론항체. 인간 교차반응성,
56kDa 단백질 무게, 재조합 면역원으로 검증됨. B세포
면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Human CD307b mAb
비고/별칭	FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; CD307b; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C
종	인간(Human)
GeneID	79368
면역원	인간 CD307b (NP_110391.2)의 아미노산 20-395에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼(Rabbit)
분류	단일클론항체
적용	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q96LA5
단백질 무게	56kDa
배송	아이스백