

토끼 항-인간 Cd314 단일클론 항체(Fc용) - P26718

품목 번호: CM0010636



소개

인간 CD314(NKG2D)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 면역학 및 암 연구에서 활성화 NK 세포 수용체 발현을 직접 검출할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD314 mAb
비고/별칭	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E
종	인간
유전자 ID(인간)	22914
유전자 ID	22914
면역원	재조합 단백질
동물종	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P26718
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백