

토끼 항인간 Cd314 (Nkg2D) 단클론 항체 (Fc용) - P26718

품목 번호: CM0008716



소개

인간 CD314 (NKG2D)에 대한 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포분석 검증이 완료되었습니다. 면역감시 연구 및 NK/T세포 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD314 mAb
비고/별칭	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	22914
유전자 ID	22914
면역원	인간 CD314 (NP_031386.2)의 아미노산 73-216 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P26718
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스백