

유세포 분석용 접합 토끼 항-인간 Cd317/Bst2 단일클론항체 - Q10589

품목 번호: CM0009447



소개

이 접합된 토끼 항-인간 CD317/BST2 (Tetherin/HM1.24) 단일클론항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 20 kDa 항바이러스 제한 인자를 표적하며, 선천성 면역 및 바이러스 출아 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD317/BST2 단일클론항체
비고/별칭	CD317; HM1.24; TETHERIN
종	인간
유전자 ID (인간)	684
유전자 ID	684
면역원	인간 CD317/BST2 (NP_004326.1)의 아미노산 49-160 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	Q10589
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백