

토끼 항-인간 Cd317/Bst2 Mab (유세포분석용) - Q10589

품목 번호: CM0008602



소개

인간 CD317/BST2 (Tetherin)를 표적하는 접합 토끼 단클론 항체. 유세포분석(Flow Cytometry) 용도로 설계되었습니다. 바이러스 억제 기전, B세포 발달, 및 다발성 골수종 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간 CD317/BST2 mAb
비고/별칭	CD317; HML24; TETHERIN
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	684
GeneID	684
면역원(Immunogen)	인간 CD317/BST2 (NP_004326.1)의 아미노산 49-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q10589
단백질 분자량	18kDa/19kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)