

Rabbit Anti-Human Cd317/Bst2 단일클론항체 (유세포 분석용) - Q10589

품목 번호: CM0012269



소개

로 접합된, 인간 CD317/BST2 (Tetherin)를 표적하는 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 인간 샘플에서 항바이러스 제한 기전 및 면역 신호 전달 연구에 이상적입니다. 18-19 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD317/BST2 mAb
비고/별칭	CD317; HM1.24; TETHERIN
종	인간
유전자 ID (인간)	684
유전자 ID	684
면역원	인간 CD317/BST2 (NP_004326.1)의 아미노산 49-160 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	Q10589
단백질 분자량	18kDa/19kDa
배송	아이스백