

Rabbit Anti-Human Cd317/Bst2 단일클론항체 (유세포분석용) - Q10589

품목 번호: CM0010677



소개

인간 CD317/BST2(테더린, 바이러스 출아 제한 인자이자 다발성 골수종 표지자)에 대한 접합 토끼 단일클론항체입니다. 유세포분석 기반 면역표현형 분석 및 항바이러스 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD317/BST2 단일클론항체
비고/별칭	CD317; HML24; TETHERIN
종	인간
GeneID (인간)	684
GeneID	684
면역원	인간 CD317/BST2 (NP_004326.1)의 아미노산 49-160 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용	유세포분석
교차 반응성	인간
SWISS	Q10589
단백질 분자량	18kDa/19kDa
배송	아이스백