

Rabbit Anti-Human Cd31/Pecam1 Mab For Fc - P16284

품목 번호: CM0008784



소개

유세포 분석(FC)용 인간 CD31/PECAM1을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체. 인간 샘플에서 검증되었으며, 83 kDa 단백질을 인식합니다. 백혈구 및 내피세포 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD31/PECAM1 mAb
비고/별칭	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5175
GeneID	5175
면역원	인간 CD31 (NP_000433.4)의 아미노산 28-601에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P16284
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백