

Rabbit Anti-Human Cd31/Pecam1 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P16284

품목 번호: CM0010940



소개

인간 CD31/PECAM1에 대한 토끼 단일클론 항체로, 형광체와 결합되어 있으며 내피세포, 혈소판 및 백혈구의 유세포 분석에 사용됩니다. FC에 대해 검증되었으며 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD31/PECAM1 mAb
비고/별칭	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM
종(Species)	인간(Human)
GeneID	5175
면역원(Immunogen)	인간 CD31/PECAM1 (NP_000433.4)의 아미노산 28-601에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P16284
단백질 분자량	83kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)