

Rabbit Anti-Human Cd326/Epcam 단일클론항체 (유세포분석용) - P16422

품목 번호: CM0005021



소개

로 표지된 인간 CD326/EPCAM에 대한 토끼 단일클론항체로, 유세포분석에서 검증됨. 암 및 줄기세포 연구 응용을 위한 상피세포 접착 분자를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD326/EPCAM mAb
비고/별칭	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1
종	인간
GeneID (Human)	4072
GeneID	4072
면역원	인간 CD326/EPCAM (NP_002345.2)의 아미노산 24-265에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	유세포분석(FC)
교차반응성	인간
SWISS	P16422
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백