

인간 Cd326/Epcam에 대한 토끼 단클론 항체 (If/Icc, Fc 용도) - P16422

품목 번호: CM0005562



소개

인간 CD326/EpCAM을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 면역형광법(IF/ICC)과 유세포 분석법(FC)에서 검증되었습니다. 암 및 줄기세포 연구에서 상피세포 접착분자 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간 CD326/EPICAM 단클론 항체
비고/별칭	ESA; KSA; M4SI; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPPC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1
반응 종	인간
유전자ID (인간)	4072
유전자ID	4072
면역원	인간 CD326/EPICAM (NP_002345.2)의 아미노산 24-265에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	P16422
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스 팩