

토끼 항-인간 Cd33 Mab, Fc용 - P20138

품목 번호: CM0009162



소개

유세포분석용 인간 CD33(Siglec-3, p67)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체. 약 40 kDa의 골수계 세포 표면 항원을 검출합니다. 인간 샘플에 적합합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD33 mAb
비고/별칭	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
종	인간
GeneID(인간)	945
GeneID	945
면역원	재조합 단백질
항체 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P20138
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스팩