

토끼 항-인간 Cd33 단일클론 항체(Fc용) - P20138

품목 번호: CM0011234



소개

인간 CD33(Siglec-3)을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체로, 인간 샘플의 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 골수단핵구계 세포 및 미세아교세포 분석에 적합하며, SWISS: P20138입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD33 mAb
비고/별칭	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
종	인간
GeneID	945
면역원	인간 CD33(NP_001763.3)의 아미노산 18~259에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P20138
단백질 중량	40kDa
배송	아이스백