

유세포측정용 토끼 항인간 Cd33 단클론 항체 - P20138

품목 번호: CM0011611



소개

유세포측정에 사용되는 토끼 항인간 CD33 단클론 항체로, 인간 CD33과 반응합니다. 면역 조절에 관여하는 시알산 결합 렉틴인 골수구 세포 표면 항원 CD33 검출에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD33 mAb
비고/별칭	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
종	인간
GeneID (인간)	945
GeneID	945
면역원	재조합 단백질 인간 CD33(NP_001763.3)의 아미노산 18-259번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P20138
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스백