

Rabbit Anti-Human Cd33 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P20138

품목 번호: CM0004807



소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD33 (Siglec-3, gp67)를 표적합니다. 세포외 도메인을 인식하며 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. 골수세포 및 미세아교세포의 면역표현형 분석에 이상적입니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD33 mAb
비고/별칭	CD33; SIGLEC-3; SIGLEC3; p67; CD33 분자
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	945
유전자 ID	945
면역원(Immunogen)	인간 CD33 (NP_001763.3)의 아미노산 18-259에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P20138
단백질 분자량	25kDa/33kDa/39kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)