

토끼 항-인간 CD335/Nkp46 단클론 항체 (Fc용) - O76036

품목 번호: CM0012537



소개

인간 CD335/NKp46를 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. NK 세포의 자연 살해 유발 수용체 1(Natural cytotoxicity triggering receptor 1)을 인식합니다. 연구용으로만 사용 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD335/NKp46 mAb
비고/별칭	LY94; CD335; NKp46; NK-p46
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9437
유전자 ID	9437
항원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 CD335/NKp46 (NP_004820.2)의 아미노산 22-254에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O76036
단백질 분자량	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)