

토끼 항인간 CD335/Nkp46 단클론 항체 (If/Icc 및 Fc용) - O76036

품목 번호: CM0009028



소개

인간 CD335/NKp46 (NCR1)에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. IF/ICC 및 유세포 분석을 통한 NK 세포 검출에 적합하며, 인간 시료에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD335/NKp46 mAb
비고/별칭	NCR1; CD335; LY94; NK-p46; NKP46; 자연세포독성 활성화 수용체 1
종	인간
유전자 ID (인간)	9437
유전자 ID	9437
면역원	인간 CD335/NKp46 (NP_004820.2)의 아미노산 22-254에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	O76036
단백질 분자량	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
배송 방식	아이스 팩