

토끼 항인간 Cd335/Nkp46 단클론 항체 (If/Icc, Fc용) - O76036

품목 번호: CM0010427



소개

인간 CD335/NKp46 (NCR1)에 대한 접합 토끼 단클론 항체로, 면역형광법과 유세포분석에서 검증되었습니다. 자연살해세포 연구 및 면역표현형 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD335/NKp46 단클론 항체
비고/별칭	NCR1, CD335, LY94, NK-p46, NKP46, 자연세포독성 유발 수용체 1
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	9437
면역원	인간 CD335/NKp46 (NP_004820.2)의 아미노산 22-254에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	O76036
단백질 분자량	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa (다중 동형체)
배송 방법	아이스팩