

Rabbit Anti-Human Cd336/Nk-P44 Mab For Fc - O95944

품목 번호: CM0010171



소개

사람 CD336/NK-p44 (NCR2)에 대한 고품질의 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 활성화된 자연살해(NK) 세포의 유세포분석(FC)에 대해 검증되었으며; 31kDa입니다. 종양 면역학 및 NK 세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD336/NK-p44 mAb
비고/별칭	LY95; CD336; NKP44; NK-p44; dJ149M18.1
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	9436
GeneID	9436
면역원(Immunogen)	사람 CD336/NK-p44 (NP_004819.2)의 아미노산 22-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human)
SWISS	O95944
단백질 분자량	31kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)