


Rabbit Anti-Human Cd337/Nkp30 Monoclonal Antibody For Fc - O14931

품목 번호: CM0009679



소개

유세포 분석(FC)에 검증된 접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CD337/NKp30을 표적합니다. 면역종양학 연구에서 NK 세포 매개 세포독성 및 수지상세포 성숙 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD337/NKp30 mAb
비고/별칭	IC7; MALS; CD337; LY117; NKp30
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	259197
GeneID	259197
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 CD337/NKp30 (NP_667341.1)의 아미노산 19-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O14931
단백질 분자량	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)