


Rabbit Anti-Human Cd337/Nkp30 단일클론항체 (유세포분석용) - O14931

품목 번호: CM0011089



소개

로 접합된, 인간 CD337/NKp30를 표적하는 토끼 단일클론항체로, 유세포분석에 대해 검증됨.

자연살해세포 연구, 종양 면역학, NK 세포 세포독성 연구에 적합. 인간과 반응.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD337/NKp30 mAb
비고/별칭	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30
종	인간
GeneID (인간)	259197
GeneID	259197
면역원	재조합 단백질 인간 CD337/NKp30 (NP_667341.1)의 아미노산 19-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론항체
적용	유세포분석 (FC)
교차 반응성	인간
SWISS	O14931
단백질 분자량	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
배송	아이스백