


토끼 항-인간 Cd337/Nkp30 단일클론 항체 - 유세포분석용 - O14931

품목 번호: CM0004132



소개

유세포분석(Flow Cytometry)을 위한 인간 CD337/NKp30 (NCR3)을 타겟팅하는 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. NK 세포 세포독성, 종양 면역학, 및 수지상세포 성숙 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD337/NKp30 mAb
비고/별칭	IC7; MALS; CD337; LY117; NKp30
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	259197
GeneID	259197
항원(Immunogen)	재조합 단백질; 인간 CD337/NKp30 (NP_667341.1)의 아미노산 19-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포분석/Flow Cytometry)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O14931
단백질 분자량	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)