

Rabbit Anti-Human Cd337/Nkp30 Monoclonal Antibody For If/Icc And Fc (Intra) - O14931

품목 번호: CM0006067



소개

-컨쥬게이티드 토끼 항-인간 CD337/NKp30 단일클론 항체로, IF/ICC 및 세포 내 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. NK 세포에 발현된 자연 살해 유발 수용체 3(NCR3)을 표적으로 하며, 인간 반응성이며 O14931입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD337/NKp30 mAb
비고/별칭	NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; natural cytotoxicity triggering receptor 3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	259197
GeneID	259197
면역원	인간 CD337/NKp30 (NP_667341.1)의 아미노산 19-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	IF/ICC, FC (intra)
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O14931
단백질 분자량	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
배송	아이스백