

Rabbit Anti-Human Cd34 단일클론항체 (유세포 분석용) - P28906

품목 번호: CM0009091

소개

로 접합된 사람 CD34 (P28906)에 대한 토끼 단일클론항체로 유세포 분석용입니다. 조혈 전구세포 및 내피세포를 검출합니다. 조혈 연구에서의 유세포 분석 적용에 적합합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD34 mAb
비고/별칭	CD34;CD34 분자;GIG3
종	사람
유전자 ID (사람)	947
유전자 ID	947
면역원	재조합 단백질 사람 CD34 (NP_001020280.1)의 아미노산 170-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	유세포 분석
교차 반응성	사람
SWISS	P28906
단백질 분자량	35kDa/41kDa
배송	아이스백