

Rabbit Anti-Human Cd34 Monoclonal Antibody For If/Icc And Fc - P28906

품목 번호: CM0004865

소개

면역형광(IF/ICC) 및 유세포분석(FC)에 검증된 인간 CD34를 표적으로 하는 표지 토끼 단일클론 항체. 조혈모세포 및 내피세포 연구세포에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD34 mAb
비고/별칭	CD34;CD34 molecule;GIG3;MORT1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	947
유전자 ID	947
항원(Immunogen)	인간 CD34 (NP_001020280.1)의 아미노산 170-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	IF/ICC, FC
교차 반응성	Human
SWISS	P28906
단백질 분자량	35kDa/41kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)