

Rabbit Anti-Human Cd34 단클론항체 (If/Icc 및 유세포분석용) - P28906

품목 번호: CM0012332

소개

로 접합된 인간 CD34에 대한 토끼 단클론항체로, 면역형광 및 유세포분석에 검증되었습니다. 조혈모세포 및 내피세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD34 mAb
비고/별칭	CD34;CD34 molecule;GIG3;MORT1
종	인간
GeneID	947
면역원	인간 CD34 (NP_001020280.1)의 아미노산 170-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
분류	단클론항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	인간
SWISS	P28906
단백질 분자량	35kDa/41kDa
배송	아이스백