

토끼 항인간 Cd35 단클론항체, Fc용 - P17927

품목 번호: CM0005027

소개

유세포 측정으로 적혈구 및 면역세포 상의 인간 보체 수용체 타입 1(CR1)을 검출하기 위한 토끼 항인간 CD35 단클론항체입니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD35 mAb
비고/별칭	CR1; C3BR; C4BR; CD35; KN; complement receptor type 1
종	인간
GeneID (인간)	1378
GeneID	1378
면역원	제조함 단백질 인간 CD35(NP_000564.2)의 아미노산 901-1095에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론항체
적용 분야	FC(유세포 측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P17927
단백질 분자량	223kDa
배송	아이스팩