

Rabbit Anti-Human Cd35 단클론항체 For Fc - P17927

품목 번호: CM0007933



소개

인간 CD35 (CR1)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론항체입니다. 유세포 분석법으로 검증되었습니다. 보체 매개 면역 부착, 옴소닌화, 바이러스 침입, 조절 T 세포 분화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human CD35 mAb
비고/별칭	CR1; C3BR; C4BR; CD35; KN; complement receptor type 1
종	인간
유전자 ID (인간)	1378
유전자 ID	1378
면역원	제조항 단백질 (인간 CD35의 아미노산 901-1095 영역을 포함하는 제조항 융합 단백질, NP_000564.2)
원천	토끼
카테고리	단클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P17927
단백질 분자량	223kDa
배송	아이스백