

유세포 측정용 토끼 항인간 Cd35 단클론 항체 - P17927

품목 번호: CM0008365



소개

인간 CD35(CR1)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 측정에서 검증된 이 항체는 적혈구 및 면역 세포 상의 보체 수용체 1형을 검출합니다. 면역 부착 및 보체 매개 제거 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 CD35 mAb
비고/별칭	CRI; C3BR; C4BR; CD35; KN; 보체 수용체 1형
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	1378
유전자 ID	1378
면역원	인간 CD35 (NP_000564.2)의 아미노산 901-1095에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	인간
SWISS	P17927
단백질 분자량	223kDa
배송 방식	아이스백