


Rabbit Anti-Human Cd352/Slamf6 Monoclonal Antibody For Fc - Q96Du3

품목 번호: CM0012043



소개

유세포 분석용 인간 CD352/SLAMF6을 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체. 인간 샘플에 대해 검증됨; SLAMF6은 NK 및 T 세포 활성화를 조절하는 자가 리간드 수용체입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Human CD352/SLAMF6 mAb
비고/별칭	SLAMF6; CD352; KALI; KALib; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; SLAM family member 6
종	Human
GeneID (Human)	114836
GeneID	114836
면역원	인간 CD352/SLAMF6 (NP_001171643.1)의 아미노산 24-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
애플리케이션	FC
교차 반응성	Human
SWISS	Q96DU3
단백질 분자량	24kDa/37kDa
배송	아이스백