

Ab 유세포 분석용 토끼 항-인간 Cd353/Slamf8 단일클론 항체 - Q9P0V8

품목 번호: CM0009379

소개

인간 CD353 (SLAMF8)를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석으로 검증되었으며, B세포 및 림프 조직 연구에 적합합니다. CamelBio의 신뢰할 수 있는 IVD 원료입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD353/SLAMF8 mAb
비고/별칭	BLAME; CD353; SBBI42
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	56833
GeneID	56833
면역원(Immunogen)	인간 CD353/SLAMF8 (NP_064510.1)의 아미노산 23-123에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9P0V8
단백질 분자량	32kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)