


토끼 항-인간 Cd370/Clec9A Mab - Q6Uxn8

품목 번호: CM0007863



소개

인간 CLEC9A/CD370을 표적으로 하는 고헤이성 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 수지상세포 및 사멸 세포 항원의 교차제시 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 CD370/CLEC9A mAb
비고/별칭	CD370; DNGRI; DNGR-1; UNQ9341
종	인간
유전자 ID	283420
면역원	인간 CD370/CLEC9A의 아미노산 110-241에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_997228.1)
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q6UXN8
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스팩